

# Стерилизация



# Контейнерные системы ERMIS





Стерилизационные контейнерные системы ERMIS **являются универсальными**, т.к. применяются на всех этапах подготовки, обработки, транспортировки и стерилизации медицинского инструмента **в соответствии с требованиями СанПин.**

Данные контейнерные системы позволяют доставлять загрязненный инструмент после применения в ЦСО **без какой-либо предварительной химической дезинфекции** (методом «сухой» закладки в специальных контейнерах).

# Преимущества



Метод «сухой» закладки обеспечивает соблюдение законодательной базы. Цикл обработки и подготовки медицинского инструмента осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН



Обеспечивает инфекционную безопасность персонала и исключает травматизм загрязненными инструментами



Обеспечение сохранности медицинского инструментария и, как следствие, снижение затрат на покупку нового инструмента; снижение расхода дезинфицирующих средств

# Модельный ряд

представлен как **стандартными**, так и **специальными** моделями

1

Стерилизационная единица



Стоматологический контейнер



3/4

Стерилизационной единицы



Специальный контейнер



1/2

Стерилизационной единицы




Мини-контейнер




# А так же



широкий ассортимент изделий, которые могут применяться **как в комплекте** с контейнерами, так и **в качестве самостоятельных изделий**.



**Силиконовые маты  
для фиксации инструмента**



**Сетчатые корзины  
для стерилизации инструментов**



**Тефлоновые фильтры  
для стерилизационных контейнеров**



**И многое другое...**

# Экономическая эффективность



Контейнер является **многократной не прокалываемой упаковкой** для паровой стерилизации со сроком службы 15-20 лет.

Практический анализ в оперблоке на 5 операционных залов, показал, что за **один операционный день в качестве отходов, выбрасывается одноразовой использованной упаковки в среднем на 15 -22 тысячи рублей по ценам 2018 года.**

При переходе на использование контейнеров ERMIS, **окупаемость** контейнеров, исходя из стоимости выведенных из обращения одноразовых пакетов, составит **9-15 месяцев, а так же до 10 раз сокращается расходование дезинфицирующих средств.**



# Спасибо за внимание

## КОНТАКТЫ

Для заказов: [zakaz@leonmed.ru](mailto:zakaz@leonmed.ru)

Получить информацию: [info@leonmed.ru](mailto:info@leonmed.ru)

Для звонков по Москве: **8 (495) 984-0-994**

Для звонков из регионов: **8 (800) 600-7-394**

[leonmed.ru](http://leonmed.ru)